



# First Aid Solutions

Beratung / Ausbildung / Personal



## CPR D Padz

Die CPR D Padz Elektrode wurde speziell für die AED von ZOLL entwickelt. Ihre einzigartige einteilige Gestaltung erleichtert den Ersthelfern das richtige Anbringen der Elektroden, sodass diese unverzüglich mit der CPR beginnen können. Die CPR-D Padz Elektrode ist zudem fünf Jahre haltbar.



## CPR Uni Padz

Die CPR Uni Padz Elektroden mit integriertem CPR Feedback sind für die AED 3 und AED 3 BLS von ZOLL konzipiert worden. Die multifunktionalen Elektroden können sowohl für Erwachsene als auch für Kinder eingesetzt werden. Mittels Kindertaste kann direkt vom Erwachsenenmodus auf den Kindermodus umgeschaltet werden.



## Lithium Batterien für AED Plus

Der Defibrillator ZOLL AED Plus wird von zehn Lithium-Batterien gespeist. Diese sind in zwei voneinander getrennte Kreisläufe integriert: Wenn einer ausfallen sollte, greift der AED Plus direkt auf den zweiten zu, damit keine Zeit bei der Herzdruckmassage verlorengeht. Bei Nichtgebrauch sind die Batterien 5 Jahre lang im AED Plus drin haltbar.



## Zoll AED 3 Batterie Pack

Die Lithium-Mangandioxid Einwegbatterie (LiMnO<sub>2</sub>) wird für den Defibrillator AED 3 und AED 3 BLS von ZOLL verwendet. Die Batterie ist 5 Jahre im Standby Modus haltbar.