



First Aid Solutions

Beratung / Ausbildung / Personal



CPR D Trainings Padz

Mit den CPR-D Trainings-padz®, einem einzigartigen System von ZOLL, können Benutzer das Anbringen der Elektroden und die richtige Platzierung der Hände zur Wiederbelebung simulieren.



Zoll AED Simulator

Für realitätsnahes AED-Training mit dem scharfen Zoll Defibrillatoren

Der Zoll AED Simulator bietet Ihnen gleich zwei Optionen. Zum einen dient das Gerät zur Überprüfung der Funktionen Ihres Defibrillators. Der Simulator bietet Ihnen in Kombination mit einem "scharfen" Zoll AED aber auch die Möglichkeit zu einem realistischen Reanimationstraining. Das Gerät simuliert den Herzrhythmus eines Patienten und Ihr Defibrillator wird darauf genau so wie bei einem echten Notfall reagieren.

Der AED-Simulator bietet Ihnen drei verschiedene Herzrhythmen zur Auswahl (VF/NSR/ASYS).

Zum Training benötigen Sie zusätzlich die Zoll CPR-D Demo Padz und die Zoll CPR-D Trainingselektrode Replacement Gel Pads (welche die Wiederverwendbarkeit garantieren).